



I test rapidi antigenici ricercano le proteine superficiali del virus (antigeni) e non il genoma virale (come accade invece con il test molecolare).

Il campione viene raccolto attraverso un tampone naso-faringeo e i tempi di risposta sono molto brevi (circa 15-30 minuti, mentre il test molecolare impiega circa 24-48 ore).



BIOCAREMEDIC

Medical Device Manufacturing

SCHEDA TECNICA

TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO

CARATTERISTICHE

- Ricerca le proteine superficiali del virus (antigeni)
- Naso-faringeo
- Tempi di risposta molto brevi

AREE DI UTILIZZO

- Centri medici
- Laboratori clinici

RIFERIMENTO NORMATIVO

Questi prodotti sono classificati come dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD) e certificati in conformità alla Direttiva 98/79/CE.

Nel caso di tamponi e sierologici rapidi ad uso professionale – ossia destinati ad essere somministrati da personale medico/sanitario – essi possono essere marcati CE direttamente dal produttore o dall'importatore.

Prodotto destinato al solo uso professionale, pertanto va utilizzato esclusivamente da operatori sanitari presso i centri medici e laboratori clinici. Non è destinato all'auto-analisi.

CONFEZIONAMENTO

Scatola da 20 tamponi confezionati singolarmente.



BIOCAREMEDIC

Medical Device Manufacturing

Distribuito da:
BIOCAREMEDIC Medical Device
Manufacturing SRL
Via Don A. Calzolari, 61
43123 Parma
Email: info@biocaremedic.com
Telefono 0521/570156
Cellulare 3494414055
P. IVA 02942150349

